

Hoflieferprodukte

Produktdatenblatt

Desintec Double Sprint

1 Kanister Aktivator à 20 kg

1 Kanister Base à 20 kg

Zwei-Komponenten-Zitzendesinfektionsmittel für erhöhte Ansprüche, sprühfähig

- Auf Chlordioxidbasis zum Dippen oder sprühen nach dem Melken
- Unterstützt die Euterhygiene bei sehr schwierigen Bedingungen
- Der sehr schnell wirkende Wirkstoff Chlordioxid entsteht nach dem Anmischen der beiden Komponenten Base und Aktivator



1 Zusammensetzung

Rahmenrezeptur:

Anwendungslösung enthält 0,003g Chlordioxid; entstanden aus 2,4g L-(+)-2-Hydroxypropionsäure/100g (MHDoupleSprint D Aktivator) und 0,3g Natriumchlorit/100g (MH-Douple Sprint D Base), Glycerin, nichtionische Tenside, Filmbildner, Farbstoffe.

2 Anwendung / Wirkung

2.1 Einsatzempfehlung

Sprühfähiges 2-Komponenten Zitzendesinfektionsmittel auf Chlordioxid Basis für einen hervorragenden Schutz nach dem Melken. Hochwertige Pflegestoffe halten die Zitzenhaut feucht und geschmeidig.

Der Einsatz ist besonders bei sehr schwierigen Bedingungen gegen Umwelt- und kuhassozierte Erreger empfehlenswert.

2.2 Anwendungsempfehlung

Desintec Double Sprint Aktivator und Desintec Double Sprint Base im Verhältnis 1:1 mischen, bis eine einheitliche orange-gelbe Färbung vorhanden ist.

Die angemischte Lösung ist für 14 Stunden wirksam. Vor der Anwendung frisch anmischen, um die volle Wirksamkeit zu erreichen.

Die Lösung unverdünnt anwenden. Vor dem nächsten Melken die Zitze sorgfältig reinigen.

3 Sicherheitshinweise



Achtung H319

Bitte beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise im separaten Sicherheitsdatenblatt.
([Link](#) zu SDB Aktivator) ([Link](#) zu SDB Base)

Behälter stets dicht verschließen.
Produkt nicht in das Abwasser geben.
Nur leer und verschlossen entsorgen.

Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen.

4 Lagerhinweise

Lagerung: Kühl und trocken lagern.

Frostempfindlich ab -5 °C

Beachten Sie die Haltbarkeit des Produktes.

5 Fachartikel

Dippen oder Milch wegkippen (*Toro 05/09*)

[PDF](#)

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Aussendienst, an hoflieferprodukte@swissgenetics.ch
oder Telefon 071 982 74 73