

Hoflieferprodukte

Produktdatenblatt

Desintec MelkClean Sour

Kanister à 24 kg

Kanister à 69 kg

Saurer Melkmaschinenreiniger

- Beseitigt Kalk-, Milchstein- und Eisenbeläge in der Melkanlage
- Reinigung durch MelkClean Sour. Die Desinfektion erfolgt mit MelkClean Alkaline im Wechselverfahren
- Anwendungskonzentration: 0.5 % der Wassermenge
- Enthält keine quartären Ammoniumverbindungen (QAV) und kann auch in Bio-Betrieben eingesetzt werden.



1 Zusammensetzung

Rahmenrezeptur: nichtionische Tenside, Säuren.

2 Anwendung / Wirkung

2.1 Einsatzempfehlung

Kraftvoller saurer Reiniger für Melk- und Kühlanlagen. MelkClean Sour löst sicher anorganische Verschmutzungen wie Milchstein, Kalk- und Eisenbeläge in der Melkanlage.

2.2 Anwendungsempfehlung

Wir empfehlen die Verwendung von DESINTEC MelkClean Sour im Wechsel mit DESINTEC MelkClean Alkaline für ein optimales Reinigungsergebnis.

Anwendungskonzentration 0,5%.

Anwendungslösung mindestens 15 Minuten einwirken lassen, bei einer Temperatur von + 40 ° C - +50 ° C im Wasserrücklauf. Am Schluss gründlich mit kaltem Leitungswasser spülen.

3 Sicherheitshinweise



Gefahr H314

Bitte beachten Sie die Gefahren- und Sicherheitshinweise im separaten Sicherheitsdatenblatt. ([Link](#))

Seite 2/2

4 Lagerhinweise

Kühl und frostfrei lagern.

Getrennt von Lebensmitteln und Futtermitteln lagern.

Beachten Sie die Haltbarkeit des Produktes.

5 Fachartikel

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren Aussendienst, an hoflieferprodukte@swissgenetics.ch
oder Telefon 071 982 74 73